

衛浴輔具

R82 衛浴輔具根據不同的功能需求進行細分，包括淋浴、盆浴和如廁等用途，以提供不同形式的支援。建議考慮使用者是否能夠獨立移動、是否具有良好的頭部或軀幹控制能力，以及是否能夠為照護者提供安全和舒適的工作位置等因素。

根據這些需求，R82 開發不同的產品，並提供選配的頭部、軀幹、骨盆和腿部等支撐，以確保使用者保持良好的姿勢。期許鼓勵使用者積極參與日常活動，同時為照護者提供靈活且最佳的工作條件。



0800-036-678
www.novaortho.com.tw
service@novaortho.com.tw
42949 台中市神岡區豐洲路 1096 號

台灣代理 SINCE 1981 Nova 光星



etac®
Creating Possibilities

R82®
by Etac



etac®
R82®

Etac 是全球輔具設備的領導品牌。自 1973 年創立以來，集團致力於開發輔具及傷患處理設備，以提供創新、高品質且使用者友善的產品，提升個案能力並改善其家庭和照顧者的生活品質。

其子品牌 R82 專注於兒童輔具的研發，包括坐姿、站姿、行走、轉移位和衛浴安全輔具等，以滿足個案和照顧者的各種生活需求。

Manatee 仰躺型洗澡椅

Manatee 洗澡椅提供 4 種不同尺寸的選擇，其座面深度可調節，讓洗澡椅能隨著孩子的成長而靈活調整。同時可添加配件以提供額外支援，適合1歲以上的孩童使用。此外，將洗澡椅放置於輔助架上，能提供照護者更佳的工作位置。

配件資訊
請上官網查詢

身障補助	沐浴椅(一般型)+附加功能-附輪+附加功能-具仰躺功能	最高 $3,400
長照補助	馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅	最高 $1,200



浴缸使用







座椅	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3
座面寬度 (cm)	33	33	33	40
座面深度 (cm)	22~25	30~37	39~46	40~47
背靠高度 (cm)	43	43	58	64
仰躺角度 (°)	0°~90°	0°~90°	0°~90°	0°~90°
最大使用者體重 (kg)	50	50	60	75
車體全寬 (cm)	42	42	42	49
收合長度 (cm)	103~110	110~117	136~143	144~151
收合寬度 (cm)	42	42	42	49
收合高度 (cm)	13	13	13	13
產品重量 (kg)	5.5	5.5	6	7

增高架	附輪高度可調輔助架	固定式輔助架
最大使用者體重 (kg)	75	75
產品全長 (cm)	98	99~111
產品全寬 (cm)	59	43.5
產品全高 (cm)	76~90	27
收合長度 (cm)	98	-
收合寬度 (cm)	59	-
收合高度 (cm)	21	-
產品重量 (cm)	8	2

Swan Curo 空中傾倒型洗澡馬桶椅

Swan Curo 洗澡馬桶椅標配氣彈支撐的空中傾倒機構，結合一體成形的座椅設計，提供極為優異的側向包覆性與支撐力。可依照不同使用者樣態，選配各式配件，如頭頸、軀幹支撐、胸帶、骨盆帶等。此外，搭配高度可調式底座，可適應不同馬桶高度的需求，適用於 2 歲以上的使用者。

配件資訊
請上官網查詢

身障補助	便盆椅(一般型)+附加功能-附輪+附加功能-具空中傾倒功能	最高 $5,700
長照補助	馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅	最高 $1,200



淋浴使用



如廁使用




	Size 1 (不附輪)	Size 1 (附輪)	Size 2 (附輪)	Size 3 (附輪)	Size 4 (附輪)
座面寬度 (cm)	22	22	26	32	41
座面深度 (cm)	26.5	26.5	31	40	45
背靠高度 (cm)	38	38	47	52.5	60
最大使用者體重 (kg)	35	35	60	85	110
空中傾倒角度 (°)	0°-20°	0°-20°	0°-20°	0°-20°	0°-20°
車體全長 (cm)	40	49.5	62.5	68	68
車體全寬 (cm)	46	50	53	58	65.5
車體全高 (cm)	67-83	76-92	96-112	99-115	106-122
產品重量 (kg)	8.5	8.5	10.5	11.8	12.8

Flamingo High-low 擺位型洗澡馬桶椅

Flamingo High-low 洗澡馬桶椅提供 4 種尺寸選擇，且具備空中傾倒及仰躺的功能，可選配加裝不同用途之底座，並配有開放式背板設計，能依照不同使用需求，安裝頭頸、軀幹支撐、胸帶、骨盆帶等配件，符合多角度擺位需求之使用者。

配件資訊
請上官網查詢

身障補助	便盆椅(一般型)+附加功能-附輪+附加功能-具仰躺功能+附加功能-具空中傾倒功能	最高 $8,200
長照補助	馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅	最高 $1,200




浴缸固定吸盤


低位型車架


馬桶固定套件


加裝便盆使用


基本型車架


高度可調型車架

	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
座面寬度 (cm)	24	28	32	34
座面深度 (cm)	25	29	35	40
背靠高度 (cm)	35	38	42	47
仰躺角度 (°)	0°~30°	0°~30°	0°~30°	0°~30°
空中傾倒角度 (°)	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°
最大使用者體重 (kg)	35	50	60	70
座面高度 (cm)	53~74	53~74	53~74	53~74
車體全長 (cm)	64	64	76	76
車體全寬 (cm)	50	50	57	57
車體全高 (cm)	86~108	92~111	94~117	102~120
腳架長度 (cm)	19~26	22~35	30~40	30~40
產品重量 (kg)	14	14.5	16.5	17