NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號

SINCE 1981 Nova光星

產品保固卡



MyWam®

Grizzly

輔具 REHA >> 科技 TECH >> 行動力 MOBILITY

產品規格



技術規格

車體全長	97 - 115 cm	空中傾倒角度	0° - 30° (4 段)
車體全寬	65 cm	仰躺角度	91° - 180° (6 段)
車體全高	108 - 123 cm	踏板角度	55° - 215° (5 段)
車體重量	20 - 28 kg	收合長度	骨架 80 cm / 座椅 72 cm
座椅深度	25 - 37 cm	收合寬度	骨架 64 cm / 座椅 43 cm
座椅寬度	18**- 40 cm	收合高度	骨架 35 cm / 座椅 47 cm
背靠高度	57 - 70 cm	最大載重	45 kg
背靠寬度	18**- 34 cm	適用者身高	85 - 140 cm
踏板高度	23 - 40.5 cm (7 段)		

(※ 測量值公差: +/- 2cm, +/- 1.5kg, +/- 1°)
(※ 「＊」數值隨插入件或墊片提供。)

< 產品配備之骨盆帶、胸綁帶、頭頸支撐及其他配件，多種樣式選擇請參閱目錄。>

產品資訊

- 型號：Grizzly 擺位型推車
- 最大載重：45 kg
- 品名：“NOVA” 機械椅 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器製壹字第 004847 號
- 產品序號：

補助項目

身障補助

☐ 推車 – 擺位型

保固說明

- 保固範圍
  1. 本產品於正常使用狀況之下，主體管件為一年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：手握把、輪胎、布套組、拆裝扣具 ...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據車況與公司規定收取維修費用。

保固期間： 年 月 日 ~ 年 月 日	
經手人員	店章或簽名