
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號

SINCE 1981 Nova光星

產品保固卡



spex


Clinical seating solutions


Spex Cushion

輔具 REHA >> 科技 TECH >> 行動力 MOBILITY

產品圖示









• 規格說明：

1. 以座面適形提供臀部及大腿內、外側支撐設計，並可利用配件或訂製方式分區設定座面支撐度。
2. 坐骨受壓處具厚度 2 吋之適形泡棉。
3. 含2種以上不同密度之複合式泡棉設計。
4. 各層密度：黑色層 87.986~99.184 kg/m3、其他層 240.283~528.622 kg/m3

規格尺寸

- 樣式 ☐ Vigour Std ☐ Vigour Hi ☐ Spex Std ☐ Spex High ☐ Spex Super High ☐ Spex Flex
- 座寬 ☐ 10″ ☐ 11″ ☐ 12″ ☐ 13″ ☐ 14″ ☐ 15″ ☐ 16″ ☐ 17″ ☐ 18″ ☐ 19″ ☐ 20″
- 座深 ☐ 10″ ☐ 12″ ☐ 14″ ☐ 16″ ☐ 17″ ☐ 18″ ☐ 20″ ☐ 22″

產品資訊

- 型號：Spex 適型可調整座墊 (量身訂製型)
- 品名：” 光星 “ 輪椅擺位器材 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器輸壹字第 023228 號
- 醫療器材商名稱：光星骨科復健器材股份有限公司
- 醫療器材商地址：臺中市神岡區豐洲路 1096 號
- 製造業者名稱：SPEX LIMITED
- 製造業者地址：2 DETROIT DRIVE ROLLESTON WEST 7658 NEW ZEALAND
- 產品序號：

補助項目

身障補助	長照補助
☐ 客製化適形泡棉輪椅座墊	☐ 輪椅座墊 G 款 (量製型座墊)

保固說明

- 保固範圍
  1. Spex 適型可調整座墊於正常使用狀況之下，主體為二年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：泡棉、適型軟墊、布套組...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據狀況與公司規定收取維修費用。

保固期間：　　年　　月　　日 ~　　年　　月　　日	
經手人員	店章或簽名