Crocodile 姿勢控制型助步車

Crocodile 姿勢控制型助步車配備單向只進不退輪控制器、後輪阻力調整控制器和定向輪控制器等功能，且可根據不同行動力等級，選配各式需求配件。此外，標配高度及角度可調整式扶手握把，有助於孩童維持更佳的步行姿勢，提供更好的支撐和穩定性。



身障補助	姿勢控制型助行器	最高 $8,000
	軀幹支撐型步態訓練器	最高 $18,000
長照補助	帶輪型助步車 (助行椅)	最高 $3,000

	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3
骨架顏色	白	黃	橘 黑	灰
握把寬度 (cm)	10-25	19-35 9-35*	32-60	33-64
握把高度 (cm)	30-61	42-71.5 38-70*	55-84	75-104.5
最大使用者身高 (cm)	105	115	150	180
最大使用者體重 (kg)	30	30	45	80
車體全長 (cm)	64	72 66*	84	87
車體全寬 (cm)	58	62	69	69
收合長度 (cm)	65	72	86	100
收合寬度 (cm)	58	62	69	69
收合高度 (cm)	30	31	27	29
迴轉半徑 (cm)	144	160	190	200
產品重量 (cm)	6	7	7	12

部位介紹







Crocodile 有四種尺寸可供選擇，但透過尺寸變換套件，可將 Size 1 改裝為更小的尺寸，其範圍落在 Size 0 和 Size 1 之間。
(*號為加裝縮小套件之量測數據)

配件資訊
請上官網查詢

Mustang 步態訓練器

Mustang 步態訓練器提供四種尺寸，配備單向只進不退輪控制器、後輪阻力調整控制器和定向輪控制器等功能，且打造全方位的支撐套件供選配。此外，簡易操作的機構設計連動座椅，可改變乘坐者直立或稍微前傾的姿勢，以力學原理誘發孩童向前步行的驅動力。鼓勵訓練個案探索、自立、積極參與等行為，可能有助於感知發展並促進自主性。



身障補助	姿勢控制型助行器	最高 $8,000
	軀幹支撐型步態訓練器	最高 $18,000
長照補助	帶輪型助步車 (助行椅)	最高 $3,000

	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
骨架顏色	黃	白	紅	灰
座面高度 (cm)	26-44	33-50	45-68	62-84
使用者足底至腋窩高度 (cm)	40-65	60-85	70-105	87-130
最大使用者體重 (kg)	30	40	60	80
車體全長 (cm)	82	90	100	110
車體全寬 (cm)	52	58	65	70
迴轉半徑 (cm)	36	55	60	65
產品重量 (cm)	13	14	18	19

(※ 以 8 吋輪為測量標準)

部位介紹

前推式支撐



後拉式支撐



配件資訊
請上官網查詢



步態輔具

R82 致力於研究重症兒童的行動支援，特別是在步態訓練輔具方面。產品不僅具有輕巧堅固的特性，還根據不同的使用者和照顧者需求提供各種配件，以應對兒童成長過程中的變化。通過評估，可為不同程度的步態支援提供解決方案，從輕微的支持到完全的支撐，鼓勵兒童提高行動效率，培養獨立性。



0800-036-678
www.novaortho.com.tw
service@novaortho.com.tw
42949 台中市神岡區豐洲路 1096 號

台灣代理 SINCE 1981 Nova 光星



etac®
Creating Possibilities

R82®
by Etac



etac®
R82®

Etac 是全球輔具設備的領導品牌。自 1973 年創立以來，集團致力於開發輔具及傷患處理設備，以提供創新、高品質且使用者友善的產品，提升個案能力並改善其家庭和照顧者的生活品質。

其子品牌 R82 專注於兒童輔具的研發，包括坐姿、站姿、行走、轉移位和衛浴安全輔具等，以滿足個案和照顧者的各種生活需求。