Crocodile 姿勢控制型助步車

客戶：　　經銷商：

產品主體

車體			標準款	加購防傾輪組		建議售價		
				固定式	可撥式	標準款	固定式	可撥式
Size 0	鋁合金	白色				28,000	33,500	38,500
Size 1		黃色						
Size 2		橘色						
		銀光黑色						
Size 3	鋁合金 + 不鏽鋼	煤灰色				32,000	37,500	42,500

※ 車體包含：收合型車架、高度可調式扶手、角度可調握把、實心胎前後輪、後輪阻力調整控制器、定向輪控制器、單向只進不退輪控制器。


Size 0 (鋁合金)


Size 1 (鋁合金)


Size 2 (鋁合金)


Size 3 (鋁合金+不鏽鋼)

配件選擇

手臂支撐

			適用規格	建議售價
	左右前臂支撐架 (含手柄)	Size 0~1	Size 0~1	13,500
		Size 2	Size 2	
		Size 3	Size 3	
	前臂固定帶		Size 0~3	1,500
	握把旋轉鈕			1,100

手推把 / 桿

			適用規格	建議售價
	介護可調式手推把		Size 0~2	8,000
	手抓握桿	Size 0	Size 0	2,900
		Size 1	Size 1	3,000
		Size 2	Size 2	3,200

置物袋

			適用規格	建議售價
	置物袋 (限重 3kg)		Size 0~2	2,000
	置物袋 (限重 5kg)		Size 3	4,500

軀幹支撐

			適用規格	建議售價
	背部及側部支撐	Small	Size 0~3	13,000
		Large	Size 1~3	
	連結側綁帶 (背部及側部支撐用)		Size 0~3	2,800
	標準型背靠			5,000
	可調整型背靠		Size 3	11,500
	腹部支撐綁帶 (可調整型背靠用)			1,800
	背靠支撐橫桿			2,350
	全面支撐型背靠		Size 0	14,000
	臀側撐組		Size 0~3	10,000

剎車組

			適用規格	建議售價
	手剎車		Size 1~2	5,900
			Size 3	
	減速手煞車		Size 1~2	
			Size 3	

座椅

			適用規格	建議售價
	基本型座椅		Size 0	6,200
			Size 1	6,800
			Size 2 橘	
			Size 2 黑	
			Size 3	6,700
	懸吊型座椅		Size 1	5,000
			Size 2	
	懸吊型座椅 (輕量版)		Size 1	3,000
			Size 2	

		Size 0	Size 1	Size 2	Size 3
	骨架顏色	白	黃	橘 黑	灰
	握把寬度 (cm)	10-25	19-35	32-60	33-64
	握把高度 (cm)	30-61	42-71.5	55-84	75-104.5
	最大使用者身高 (cm)	105	115	150	180
	最大使用者體重 (kg)	30	30	45	80
	車體全長 (cm)	64	72	84	87
	車體全寬 (cm)	58	62	69	69
	收合長度 (cm)	65	72	86	100
	收合寬度 (cm)	58	62	69	69
	收合高度 (cm)	30	31	27	29
	迴轉半徑 (cm)	144	160	190	200
	產品重量 (kg)	6	7	7	12

※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2024.ver01

etac® | R82®