ZEFIR 荷重型推車

可收合　輕便外出

客戶：　　經銷商：

產品主體

布套顏色	骨架顏色	建議售價
石磨灰/灰	白色 (亮面)	55,000
	黑色 (霧面)	





※ 標配功能：背高/座深可調、背靠角度可調、後輪避震系統、踏板高度可調、前輪轉向固定旋鈕、腳踏駐車、輔助踏墊。

標配配件

5 點式綁帶	標配
抓握握把	標配
加高背管 (+/-10cm)	標配
腹股溝綁帶	標配
頭靠	標配
縮減座寬塞墊 (左/右)	標配
輪子寬度 (基本款)	擇一標配
輪子寬度 (窄款)	擇一標配

加購選配件

	建議售價
置物袋	5,400
遮陽棚	6,800
分腿器 (楔形)	1,300
桌板	3,600
外出旅行袋	5,300
雨罩	1,300
防蚊帳	1,300

加購選配件

		建議售價
遮陽傘		3,500
冬季睡袋		6,000
冬季手套		3,600
椅套	灰色	5,500
	粉色	
	綠色	
	藍色	

椅套示意：



技術規格

車體全長	95 - 113 cm
車體全寬	62 cm
車體全高	102 - 122 cm
車體重量	13 - 17 kg
座椅深度	24 / 30 cm
座椅寬度	29* / 38 cm
背靠高度	50 / 60 cm
背靠寬度	29* / 37 cm
踏板高度	20 / 30 / 40 cm (3 段)
座椅傾倒角度	20° (固定)
仰躺角度	25° / 57° (2 段)
踏板角度	115°
收合長度	94 cm
收合寬度	62 cm
收合高度	35 cm
最大載重	40 kg
適用者身高	80 - 140 cm

(※ 測量值公差: +/- 2cm, +/- 1.5kg, +/- 1°)
(※ 「*」數值隨插入件或墊片提供。)

補助項目

身障補助	推車 - 荷重型	$ 12,000

※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2025.ver01

MyWam®　Nova 光星 SINCE 1981