

技術規格

產品名稱	GeLive 凝膠適型座墊	
產品規格	16 吋	18 吋
產品示意		
主體材質	高分子液態凝膠 (聚氨酯水膠)、高密度泡棉	
包邊顏色	普魯士藍	
產品尺寸	W400 x D400 x H82mm	W455 x D400 x H82 mm
產品重量	2790 g	3800 g
最大荷重	100 kg	110 kg

壓力立體分布圖



使用前
壓力集中於橘色部位，久坐容易感到不適。



使用後
壓力分散較均勻，乘坐舒適。


座墊可調整性

若需調整凝膠數量及排列位置時，請務必諮詢治療師、專業原廠人員或經銷商，以確保其坐姿安全及穩定性。

光星骨科復健器材(股)公司
電話｜0800-036-678
信箱｜service@novaortho.com.tw
網址｜www.novaortho.com.tw
地址｜台中市神岡區豐洲路1096號

GeLive

凝膠適型座墊



SINCE 1981 Nova光星




GeLive

凝膠適型座墊

GeLive 凝膠適型座墊使用具有發泡微鳥巢結構體之動態吸壓醫療輔助墊爲底座支撐，結合模組化枕型液態凝膠系統設計而成。

(※ 本圖示意尺寸：16 吋座墊。)



防剪力雙層滑布外覆套



〔包邊〕
網眼透氣布



〔底面〕
滴膠止滑布



枕型液態凝膠系統

採用高分子液態凝膠氨酯水膠爲填充材料，透過小範圍封邊設計，凝膠分子在有限的空間中得以提供最大的彈性。此外，枕形凝膠排列之間形成溝槽，以減少濕氣和熱氣的聚集。

防水層

防止因尿液或其他液體滲漏，導致泡棉損壞。



高密度泡棉適形底座

大腿內、外側預先成型高起的輪廓和骨盆井的設計，提供了坐姿的穩定性。

台灣專利字號：M544300-具有發泡微鳥巢結構之動態吸壓醫療輔助墊