Flamingo High-low 擺位型洗澡馬桶椅

客戶：　　經銷商：

產品主體

車體

輪子尺寸 75 mm			建議售價	加購背靠加強部件	建議售價
灰色	Size 1		103,000		N/A
	Size 2				
	Size 3				109,000
	Size 4		109,000		115,000
藍色	Size 1		103,000		N/A
	Size 2				
	Size 3				109,000
	Size 4		109,000		115,000

輪子尺寸 100 mm			建議售價	加購背靠加強部件	建議售價
灰色	Size 1		103,000		N/A
	Size 2				
	Size 3				109,000
	Size 4		109,000		115,000
藍色	Size 1		103,000		N/A
	Size 2				
	Size 3				109,000
	Size 4		109,000		115,000



※ 車體包含：HL 高度可調型車架 (不銹鋼)、左右高度可調式腳架及踏板 75mm、空中傾倒氣壓棒、仰躺調整鈕、75mm 剎車輪、活動式背靠板、PU 防水座背墊、高款防濺罩。

		Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
	座面寬度 (cm)	24	28	32	34
	座面深度 (cm)	25	29	35	40
	背靠高度 (cm)	35	38	42	47
	仰躺角度 (°)	0°~30°	0°~30°	0°~30°	0°~30°
	空中傾倒角度 (°)	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°
	最大使用者體重 (kg)	35	50	60	70
	座面高度 (cm)	53~74	53~74	53~74	53~74
	車體全長 (cm)	64	64	76	76
	車體全寬 (cm)	50	50	57	57
	車體全高 (cm)	86~108	92~111	94~117	102~120
	腳架長度 (cm)	20~25	23~34	30~42	30~42
	產品重量 (kg)	14	14.5	16.5	17

配件選擇

左右手臂支撐



		建議售價
L 23 cm		11,000

左右固定側支撐



		建議售價
小 (9x10cm)		6,200
大 (10x14cm)		

手推把



		適用規格	建議售價
介護背板手推把		Size 1~4	4,200



		適用規格	建議售價
介護 HL手推把		Size 1~2	2,850
		Size 3~4	

※ 介護 HL 手推把僅適用於 HL 高度可調型車架 (不銹鋼)。

低位型車架 (座高可調)



		適用規格	建議售價
Size 1		Size 1	8,800
Size 2		Size 2	


※ 僅適用於 R82 Flamingo 系列座椅 Size 1 和 Size 2。

小腿支撐帶



		建議售價
L 106 x H 10cm		1,550

安裝浴缸用吸盤 (4入/組)



		建議售價
		7,000

背部支撐



背部延伸墊			適用規格	建議售價
小 (17~20x10cm)	灰色		Size 1~2	8,000
	藍色			
大 (23~26x10cm)	灰色		Size 3~4	
	藍色			



		適用規格	建議售價
背部延伸桿 (20cm)		Size 1~4	1,000


※ 背部延伸墊，需與背部延伸桿搭配一同購買。

可外撥扶手 / 托盤





		Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	建議售價
灰色						11,300
藍色						

座背墊延伸配件

			Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	建議售價
	座墊蓋	灰色					2,100
		藍色					
	左右側背墊加寬	灰色					10,000
		藍色					
	座椅板加寬	灰色					6,500
		藍色					

馬桶配件

				適用規格	建議售價
	中空便盆環 (含固定架)		Size 1	Size 1	3,350
			Size 2	Size 2	
			Size 3	Size 3	
			Size 4	Size 4	
	有底便盆	基本款	Size 1	Size 1~2	1,200
			Size 2	Size 3~4	
		含固定架	Size 1	Size 1	3,350
			Size 2	Size 2	
			Size 3	Size 3	
			Size 4	Size 4	
	PU 便盆蓋		Size 1	Size 1~2	2,100
			Size 2	Size 3~4	
	低款防濺罩	灰色	Size 1	Size 1~2	3,050
			Size 2	Size 3~4	
		藍色	Size 1	Size 1~2	
			Size 2	Size 3~4	
	馬桶安裝配件	W29/D20 (cm)		Size 1	11,000
		W32/D26 (cm)		Size 2	
		W37/D30 (cm)		Size 3	
		W39/D36 (cm)		Size 4	

※欲搭配頭靠系統，請另參閱 R82 衛浴頭靠勾選單。　※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2024.ver01

etac | R82