NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號

SINCE 1981 Nova光星

產品保固卡

R82® by Etac

Crocodile

輔具 REHA >> 科技 TECH >> 行動力 MOBILITY

產品規格



配件選擇



前臂支撐架　可駐車式剎車系統　骨盆側支撐墊組　基本型座椅　骨盆懸吊型座椅　前向及側向支撐

※ 此款助步車可前推或後拉方式使用，以改善步態姿勢。

	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3
骨架顏色	白	黃	橘 黑	灰
握把寬度 (cm)	10-25	19-35	32-60	33-64
握把高度 (cm)	30-61	42-71.5	55-84	75-104.5
最大使用者身高 (cm)	105	115	150	180
最大使用者體重 (kg)	30	30	45	80
車體全長 (cm)	64	72	84	87
車體全寬 (cm)	58	62	69	69
收合長度 (cm)	65	72	86	100
收合寬度 (cm)	58	62	69	69
收合高度 (cm)	30	31	27	29
迴轉半徑 (cm)	144	160	190	200
產品重量 (kg)	6	7	7	12

產品資訊

- 型號： Crocodile 姿勢控制型助步車
- 尺寸： ☐ Size 0 ☐ Size 1 ☐ Size 2 ☐ Size 3
- 最大載重：30 / 45 / 80 kg
- 品名："NOVA" 機械椅 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器製壹字第 004847 號
- 產品序號：

補助項目

身障補助
☐ 姿勢控制型助行器
☐ 軀幹支撐型步態訓練器

長照補助
☐ 帶輪型助步車 (助行椅)

保固說明

- 保固範圍
  1. 本產品於正常使用狀況之下，主體管件為兩年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：輪胎、握把、配件 ...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據車況與公司規定收取維修費用。

保固期間：　　年　　月　　日 ~　　年　　月　　日

經手人員	店章或簽名