
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號

SINCE 1981 Nova光星


產品保固卡



GeLive

輔具 REHA >> 科技 TECH >> 行動力 MOBILITY

產品圖示



※ 本圖示意尺寸：16 吋座墊。
※ 凝膠覆蓋面積大於座面 1/2。

① 防剪力雙層滑布外覆套
(包邊：透氣潛水布 / 座底：滴膠止滑點)

② 模組化枕型液態凝膠系統
(凝膠厚度 2.6 cm)

③ 防水布套

④ 高密度適形泡棉底座
(台灣專利字號：M544300 - 具有發泡微鳥巢結構體之動態吸壓醫療輔助墊)

產品資訊

- 型號：GeLive 適形凝膠適型座墊
- 規格：☐ 16″ ☐ 18″
- 品名：光星浮動坐墊 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器製壹字第 009856 號
- 產品尺寸：W400*D400*H82cm / W455*D400*H82cm
- 產品重量：2790 g / 3800 g
- 最大荷重：100 kg / 110 kg
- 產品序號：

補助項目

身障補助	長照補助
☐ 液態凝膠輪椅座墊	☐ 輪椅座墊 - C 款 (液態凝膠座墊)

保固說明

- 保固範圍
  1. GeLive 適形凝膠適型座墊於正常使用狀況之下，凝膠、泡棉底座為一年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：外覆布套組、防水布套 ...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據車況與公司規定收取維修費用。

保固期間：　　年　　月　　日 ~　　年　　月　　日	
經手人員	店章或簽名