Well-Partners Co.,Ltd.

Well Partners Co., Ltd. 創立於 1995 年，
產品設計和製造過程都是以滿足人們的需求爲中心，
期許提供更好的生活品質。

企業的目的是爲社會做出貢獻，
從患者和照顧者的角度出發，
以實現自立和減少勞動，
讓人們擁有更好的照護體驗。

光星骨科復健器材(股)公司
電話｜0800-036-678
信箱｜service@novaortho.com.tw
網址｜www.novaortho.com.tw
地址｜台中市神岡區豐洲路1096號

台灣獨家代理 SINCE 1981 Nova光星

Easy go with Friend.

輕鬆，靠著肘



前臂支撐型助步車 friend



前臂支撐軟墊

大空間軟墊支撐台，讓雙臂享受
雙倍舒適!



七段式高度可調

符合多元身形比例之使用者需求，
調整適合的前臂支撐台高度。

使用調節卡榫可輕鬆變換高度。



後輪阻力調整控制器

依使用者左右腳行動力差異，
可獨立調整兩側後輪阻力。





可駐車式剎車系統

弧形連桿，單手也能輕鬆剎停。



3cm 厚軟座墊

倚靠休憩，隨時保有最佳狀態!



大容量置物袋

運用可拆式設計，易於清洗陰乾，
耐久防髒。



8” 前輪

加寬版 8 吋前輪，能更穩定行走
於各種不平坦的路面。

friend



friend 前臂支撐型助步車

主體材質	鋁合金
主體顏色	眞珠橘
適用身高	145~160 cm
支撐台寬度	47 cm
支撐台高度	76~96 cm
座面尺寸	W30 x D30 x H3 cm
座面高度	46 cm
前輪尺寸	8”
後輪尺寸	7”
車體全寬	51cm
車體全長	64.5 cm
收合尺寸	W51 x D47 x H78~98 cm
車體重量	8.5 kg
最大荷重	100 kg



friend II 前臂支撐型助步車

主體材質	鋁合金
主體顏色	蘋果綠
適用身高	160~180 cm
支撐台寬度	55 cm
支撐台高度	91.5~115 cm
座面尺寸	W34 x D32 x H3 cm
座面高度	51 cm
前輪尺寸	8”
後輪尺寸	7”
車體全寬	55.5 cm
車體全長	67.5 cm
收合尺寸	W55.5 x D50 x H96.5~120 cm
車體重量	9.5 kg
最大荷重	100 kg

衛署醫器製壹字第 000140 號 / 品名(中)：”光星 ”助行器 (未滅菌)