NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號

SINCE 1981 Nova光星

產品保固卡

R82® by Etac

Mustang

輔具 REHA >> 科技 TECH >> 行動力 MOBILITY

產品規格

前推式支撐





配件選擇


骨盆全方位支撐墊


小腿分隔板
(踝足分隔配件)


腳踝固定帶
(踝足分隔配件)

後拉式支撐




大腿分隔墊


骨盆懸吊型座椅

※ 此款助步車可前推或後拉方式使用，以改善步態姿勢。

(※ 以 8 吋輪為測量標準)	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
骨架顏色	黃	白	紅	灰
座面高度 (cm)	26-44	33-50	45-68	62-84
使用者足底至腋窩高度 (cm)	40-65	60-85	70-105	87-130
最大使用者體重 (kg)	30	40	60	80
車體全長 (cm)	82	90	100	110
車體全寬 (cm)	52	58	65	70
迴轉半徑 (cm)	46	55	60	65
產品重量 (kg)	13	14	18	19

產品資訊

- 型號： Mustang 步態訓練器
- 尺寸： ☐ Size 1 ☐ Size 2 ☐ Size 3 ☐ Size 4
- 最大載重： 30 / 40 / 60 / 80 kg
- 品名： “NOVA” 機械椅 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器製壹字第 004847 號
- 產品序號：

補助項目

身障補助

☐ 姿勢控制型助行器

☐ 軀幹支撐型步態訓練器

保固說明

- 保固範圍
  1. 本產品於正常使用狀況之下，主體管件為兩年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：輪胎、握把、配件 ...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據車況與公司規定收取維修費用。

保固期間： 年 月 日 ~ 年 月 日	
經手人員	店章或簽名