Manatee 仰躺型洗澡椅

客戶：　　經銷商：

產品主體

車體	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3	建議售價
藍色					25,000
紅色	✕				

※ 車架包含：布套、頭側撐墊、骨盆帶。


藍色


紅色


配件選擇

軀幹固定帶



		建議售價
藍色	Size 0-2	2,500
	Size 3	
紅色	Size 0-2	
	Size 3	

小腿支撐帶



		建議售價
藍色	Size 0-2	2,500
	Size 3	
紅色	Size 0-2	
	Size 3	


輔助架

		建議售價
附輪高度可調式		35,000
固定式		5,800


附輪高度可調式


固定式

分腿器



		建議售價
藍色	Size 0-2	3,400
	Size 3	
紅色	Size 0-2	
	Size 3	

置物網



		建議售價
藍色		1,750
紅色		

※ 需搭配附輪高度可調式輔助架使用。

壁掛式安裝套件



		建議售價
		3,700

座椅	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3
座面寬度 (cm)	33	33	33	40
座面深度 (cm)	22~25	30~37	39~46	40~47
背靠高度 (cm)	43	43	58	64
仰躺角度 (°)	0°~90°	0°~90°	0°~90°	0°~90°
最大使用者體重 (kg)	50	50	60	75
車體全寬 (cm)	42	42	42	49
收合長度 (cm)	103~110	110~117	136~143	144~151
收合寬度 (cm)	42	42	42	49
收合高度 (cm)	13	13	13	13
產品重量 (kg)	5.5	5.5	6	7

增高架	附輪高度可調輔助架	固定式輔助架
最大載重 (kg)	75	75
產品全長 (cm)	98	99~111
產品全寬 (cm)	59	43.5
產品全高 (cm)	76~90	27
收合長度 (cm)	98	-
收合寬度 (cm)	59	-
收合高度 (cm)	21	-
產品重量 (kg)	8	2

※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2024.ver01

etac® | R82®