BINGO Evolution

兒童擺位推車



HOGGI®

Seating Base


Rehab
Stroller

CONTENTS

03 關於 BINGO Evolution

04 部位介紹

05 功能特色

07 座椅 / 底座系統

11 配件選擇

13 技術規格

14 勾選表單



BINGO Evolution 的永續 Soft 系列，以 100% 再生資源製成的布套，呈現淡青綠、淡彩粉、淡雲灰與黑色等柔和色調。霧面材質與側板、避震彈簧的細節設計相映成趣，多樣色彩隨心搭配，爲孩子每一次出行增添繽紛的樂趣，將永續理念注入生活點滴。

關於 BINGO Evolution

來自德國的早療輔具專家 HOGGI 推出的 BINGO Evolution，是一款融合創新與現代的兒童早療擺位型推車。除了同時配備空中傾倒 (Tilt) 與仰躺 (Recline) 之外，不僅輕巧便捷、易於收納，還提供靈活的成長調整空間和豐富的擺位配件選擇。

HOGGI 將「Evolution」此詞結合其中，代表 HOGGI 的理念，不斷追求進步且持續優化產品。在擺位型推車的基礎上，滿足更多樣的機能與可能，提供家長與孩子更省心、舒適的使用體驗。

補助資訊

身障補助	推車 - 擺位型	最高補助 $28,000

Innovative and modern rehab stroller.

Design and made in Germany


高度可調式手推把
頭靠擋墊
軀幹側支撐
90°-160° 背靠仰躺
臀支撐
0°-45° 空中傾倒
分腿器
車體固定扣環
置物袋
四段式避震可調系統
高度可調式腳架
可上掀式腳踏板
12”PU 後輪
8”PU 前輪

傾

空中傾倒採十二段式角度調整，可在不改變孩子的身體角度之下，輕鬆變換坐姿來達到軀幹減壓的效果。除了可降低因長期固定坐姿而造成的壓瘡、呼吸系統與消化系統等相關併發症之外，更能減少因不適而誘發的全身性伸直張力。

Tilt 空中傾倒

0°-45° 輕鬆變換坐姿



躺

座椅背部採十段式角度調整，能靈活應對不同坐姿需求，甚至可調整至接近水平仰躺的姿勢，不僅有效減輕壓力，亦便於進行換尿布等照護作業。

Recline 仰躺

90°-160° 亦坐亦臥



轉

翻轉後的座椅系統讓孩子可直接面向父母親的視角，能有效降低因初期不熟悉外在環境所產生的不安與焦慮感，也讓父母親第一時間了解孩子的訴求並給予適當的照護。

翻轉，愛無礙

爸媽放心，孩子安心



合

對摺式的收合設計輕巧好操作，亦可視收納空間與需求來拆卸座椅系統，以減少車體的收納體積與搬運重量。

便攜，巧收納

外出不受限，輕巧不占位



呼吸裝置專用底座

BINGO Evolution 有著專屬的底座托盤，可置放各種大小的呼吸與抽痰裝置，讓需要呼吸照護的孩子也能安心出門探索世界。



快樂成長不受限

BINGO Evolution 座椅系統特有的四維度空間調整 (背高、座寬、座深、腳長)，可隨著孩子逐年變化的身形與其一同成長。

上圖數據以 Size 2 規格提供參考，詳細資訊請參考 Page 13 技術規格表。



專屬的擺位選擇

以骨盆的穩定爲基礎再向上延伸到軀幹支撐與頭部控制，適合孩子狀況的坐姿擺位除了有助於發展其行爲與學習模式，更可降低因長久不良坐姿而導致的攣縮變形與相關併發症之機率。





頭靠檔墊
(標準型)



腿支撐 (標配)

腳架樣式



90°



85°~170°



腳架防上掀
鎖固裝置

踏板樣式



腳跟後擋式



左右後擋式



車體固定環

符合國際安全標準 ISO 7176-19 撞擊測試的固定扣環，讓孩子出遊的同時，安全不妥協。

四段式避震可調系統

四段可調的避震系統，有效吸收行駛過程中的地面震動，減少因衝擊引發的痙攣風險，爲孩子提供極致舒適的乘坐體驗。



前輪轉向固定

固定器可固定前叉方向，有效提高直線行駛時的穩定度，可帶著孩子一起慢跑體驗，共享親子時光。



駐車系統


踏板下踩到底即可快速鎖固後輪並且進入駐車模式，往上推送即可解除並恢復推行模式。



高度可調式手推把

照護者可以輕鬆調節把手高度，找到最舒適的把手位置，協助輕鬆推行。

配件選擇



胸綁帶

根據穩定上肢軀幹所需要的包覆程度來做挑選。



肩胸綁帶



五點式綁帶



上身固定夾克

骨盆固定帶

視坐姿狀況及張力的不同，選擇適合的綁帶樣式，以達到維持骨盆穩定的效用。



兩點式骨盆帶



四點式骨盆帶



腹股溝綁帶

足踝固定綁帶

針對經常不由自主用力踢踏的孩子來說，可透過腳掌或腳踝固定帶來防止雙腳滑落踏板之外，避免推車行駛過程中產生碰撞而有受傷的風險。



腳掌綁帶



腳踝固定帶

遮陽棚

可有效隔絕過多的陽光曝曬、風吹與噪音...等外在環境因素，以維持孩子乘坐時的舒適感。

抓握握把

可提高孩子在乘坐與推行時的安全感。





置物袋

方便照護者收納所需物品。



桌板 (灰色/透明)

根據孩子與家長的需求來做樣式挑選，以滿足一般日常與學齡期的需求。



雙手介護剎車

能更有效地控制速度並提升安全性，尤其應用於斜坡情境。



COBRA 室內升降底座

具備 45° 空中傾倒功能和氣壓棒無段式高度調整，配有四腳剎車輪，適合室內擺位與移動使用，支持日常生活需求。

輪組選擇

搭配一般剎車


PU 前輪


PU 後輪 / 黑色輪殼


PU 前輪


PU 後輪 / 六爪黑框


氣胎前輪


氣胎後輪 / 六爪黑框

搭配鼓式剎車


PU 前輪


PU 後輪 / 五爪黑框


氣胎前輪


氣胎後輪 / 五爪黑框

永續概念，繽紛童年！

秉持著永續爲概念出發，布套由 100% 回收材料製成，多種色彩隨心搭配，繽紛孩子的每一天！


淡青綠 / 黑


淡青綠


淡彩粉 / 黑


淡彩粉


淡雲灰 / 黑


淡雲灰


黑色

技術規格

BINGO Evolution



		Size 1	Size 2	Size 2XL
適用年齡		1~6 歲	4~10 歲	8~12 歲
座椅寬度		18-30 cm	23-35 cm	23-35 cm
座椅深度		16-34 cm	22-40 cm	30-45 cm
背靠高度		45-63 cm	54-75 cm	62-83 cm
仰躺角度		90°-160°	90°-160°	90°-135°
傾倒角度		0°-45°	0°-45°	0°-45°
踏板高度		16-37 cm	16-40 cm	16-40 cm
推桿高度		75-110 cm	75-110 cm	86-118 cm
前輪直徑		8”	8”	8”
後輪直徑		12”	12”	12”
迴轉半徑		134 cm	139 cm	139 cm
車體全寬		63 cm	68 cm	68 cm
車體全長		92 cm	92 cm	92 cm
收合尺寸 (長x寬x高)		78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm
重量	座椅	6.3 kg	7.3 kg	8.3 kg
	底座	8.6 kg	8.6 kg	8.6 kg
最大載重		60 kg	60 kg	60 kg

※ 產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考

Copyright © 2025 光星骨科復健器材股份有限公司版權所有

1. 推車座椅

座椅尺寸		建議售價
Size 1		50,000
Size 2		52,500
Size 2XL		62,000

布套顏色

淡青綠	淡青綠+黑	淡彩粉	淡彩粉+黑	淡雲灰	淡雲灰+黑	黑色

臀/腿支撐		建議售價
腿支撐		標配
臀支撐		4,350

腳架組		建議售價
90°角度固定		標配
85°~170°角度可調		4,300

車體顏色

霧面銀	平光黑

小腿支撐墊		
	建議售價 2,000	

腳架防上掀鎖固裝置		
	建議售價 4,920	

腳踏板-腳跟後擋

踏板寬度 (cm)	27	29	31	33	35	建議售價
座椅尺寸 Size 1					✕	標配
座椅尺寸 Size 2	✕	✕				
座椅尺寸 Size 2XL	✕	✕				

腳踏板-左右後擋

30	35	建議售價
	✕	450
✕		
✕		

2. 推車底座

推車底座			建議售價
Size 1	一般		47,500
	呼吸器配置		52,500
Size 2	一般		48,000
	呼吸器配置		53,000
Size 2XL	一般		53,500
	呼吸器配置		58,000

※ 呼吸器配置底座含托盤。

置物袋		建議售價
標配型 (荷重<3KG)		標配
加強型 (荷重<8KG)		2,000

※ 若有搭配車體固定扣環，只能選擇「標配型置物袋 (荷重<3KG)」。

車體側片顏色

車體顏色	
布套顏色	

※ 欲搭配「車體固定扣環」/「前輪轉向固定器」/「雙手介護剎車」請於購買車體時一同選購。

車體固定扣環 (符合 ISO 7176-19)		
	建議售價 7,900	

前輪轉向固定器		
	建議售價 4,350	

雙手介護剎車		
	建議售價 12,000	

※ 須搭配一般剎車後輪。

前後輪組				建議售價
一般剎車	PU胎	黑色輪殼		標配
		六爪黑框		標配
	氣胎	六爪黑框		標配
鼓式剎車	PU胎	五爪黑框		12,600
	氣胎	五爪黑框		12,600

※ 鼓剎無法搭配腳踏駐車。

四段式避震可調系統			建議售價
無避震系統			標配
荷重<25kg	白色		9,000
	布套顏色		
荷重>25kg	白色		9,000
	布套顏色		

3. 配件

頭靠擋墊			適用座椅	建議售價
標準型	Size 1		●	8,200
	Size 2		●●	
加大型	Size 1		●	9,200
	Size 2		●●	9,500
加大型+大網格 (耳機用)	Size 1		●	9,800
	Size 2		●●	10,000

軀幹側支撐			適用座椅	建議售價
Size 1 / 8x10x2 (cm)			●	12,100
Size 2 / 10x12x2 (cm)			●●●	
Size 3 / 12x13x2 (cm)			●●	12,400

綁帶樣式			適用座椅	建議售價
肩胸綁帶	Size 1		●	5,600
	Size 2		●●●	
	Size 3		●●	5,800
五點式綁帶			●●●	5,900
上身固定夾克	Size 0		●	6,100
	Size 1		●	
	Size 2		●●●	
	Size 3		●●	6,200
兩點式骨盆帶			●●●	3,500
四點式骨盆帶	XS		●	7,700
	S		●●●	
	M		●●	
腹股溝綁帶	Size 1		●	5,700
	Size 2		●●	5,900
腳掌綁帶			●●●	1,550
腳踝固定帶	Size 1		●	6,850
	Size 2		●●	7,100

快拆式分腿器			適用座椅	建議售價
Size 1			●	8,400
Size 2			●●●	
Size 3			●●	8,600

握把 / 物治桌板連接器		
	建議售價 1,950	

抓握握把			適用座椅	建議售價
Size 1			●	3,500
Size 2			●●	3,850

物治桌板			適用座椅	建議售價
透明	Size 1		●	15,500
	Size 2		●●	
透明 (高度可調)	Size 1		●	17,800
	Size 2		●●	
灰色	Size 1		●	11,000
	Size 2		●●	
灰色 (高度可調)	Size 1		●	13,400
	Size 2		●●	

遮陽棚			建議售價
黑色	Size 1 / Size2		10,400
	Size 2XL		11,400

COBRA 室內升降底座				適用座椅	建議售價
Size 1	腳輪尺寸	75mm		●	54,000
		125mm		●	62,000
Size 2		75mm		●●	54,000
		125mm		●●	62,000

藍框區塊為必選項目

灰框區塊為選配項目

● Size 1
● Size 2
● Size 2XL

總代理｜光星骨科復健器材(股)公司

T 0800-036-678
E service@novaortho.com.tw
W www.novaortho.com.tw
A 台中市神岡區豐洲路 1096 號

官方網站

2025. ①