

CPE-N 無背洗澡椅

建議售價：4,250 元



CPE-N 有背洗澡椅

建議售價：5,500 元



- **兩用座面方向**
  依據臀寬大小可改變座面方向增加軟墊與臀部間的接觸面積，滿足大眾化需求設計，以舒適乘坐享受沐浴好時光。
- **抓握溝槽**
  座面下方兩側的溝槽貼心設計，提供抓握支撐點以穩定身姿。
- **可拆卸式軟墊**
  可拆式設計讓清洗更方便，且軟墊紋路加強了排水、瀝水功能，可防止積水、細菌孳生。
- **防霉處理**
  軟墊經防霉加工，在潮濕的環境中也可以保持清潔。








IU 收合可站立洗澡椅

建議售價：8,500 元

- **收合可站立**
  透過單手拉舉的動作即可輕鬆收合洗澡椅，大幅減少收納放置的體積佔用且無需靠牆也能站立不倒，達到浴室空間的靈活運用也更方便走動。
- **U 型座墊**
  在維持坐姿的情況下，方便從前側沖洗下身部位，讓沐浴過程更有效率。此外，也方便照護者可跨站於 U 型內側作為支撐點輔助移位需求。
- **可掀式扶手**
  透過倚靠左右兩側扶手可作為坐下、起身時的重心支撐之外，扶手上掀功能協助使用者更輕鬆地完成轉移位需求，減輕照護者的承重負擔。
- **可拆卸式軟墊**
  可拆式設計讓清洗更方便，且軟墊紋路加強了排水、瀝水功能，可防止積水、細菌孳生。
- **防霉處理**
  軟墊經防霉加工，在潮濕的環境中也可以保持清潔。







HP 溝槽洗臀椅

建議售價：11,500 元

- **U 字溝槽座面**
  U 字溝槽設計方便蓮蓬頭由前側及後側伸入清洗臀部，輕鬆深層洗淨也讓沐浴過程更有效率。
- **延伸型座面**
  座墊面積左右朝內延伸且軟墊加厚的親切設計，考量臀部小的使用者也能舒適的乘坐，不用擔心骨盆陷入溝槽。
- **可掀式扶手**
  透過倚靠左右兩側扶手可作為坐下、起身時的重心支撐之外，扶手上掀功能協助使用者更輕鬆地完成轉移位需求，減輕照護者的承重負擔。
- **可拆卸式軟墊**
  可拆式設計讓清洗更方便，且軟墊紋路加強了排水、瀝水功能，可防止積水、細菌孳生。
- **防霉處理**
  軟墊經防霉加工，在潮濕的環境中也可以保持清潔。



商品規格


CPE-N 無背/有背洗澡椅

主體材質 | 鋁合金
主體顏色 | 銀色
主體管徑 | 一吋(25.4mm)
軟墊材質 | EVA 背座軟墊＋防霉
軟墊顏色 | 紅色 / 藍色
最大荷重 | 100 kg
產品重量 | 2.2 kg / 3.2 kg




IU 收合可站立洗澡椅

主體材質 | 鋁合金
主體顏色 | 象牙白
主體管徑 | 一吋(25.4mm)
軟墊材質 | EVA 背座軟墊＋防霉
軟墊顏色 | 紅色 / 藍色 / 綠色
最大荷重 | 100 kg
產品重量 | 5.0 kg



HP 洗臀椅

主體材質 | 鋁合金
主體顏色 | 象牙白
主體管徑 | 一吋(25.4mm)
軟墊材質 | EVA 背座軟墊＋防霉
軟墊顏色 | 橘黃色
最大荷重 | 100 kg
產品重量 | 5.2 kg



衛部醫器輸壹字第 020312 號
所刊登商品之樣式、顏色以實場實際販售為主

0800-036-678
www.novaortho.com.tw
service@novaortho.com.tw
42949 台中市神岡區豐洲路 1096 號

台灣代理 SINCE 1981 Nova 光星



日本介護用品領導品牌

安じゅ 安壽



安じゅ 安壽

安壽是日本介護用品的領導品牌，
以年長者的自主和家庭照護為主要考量，
也是照護者與家人的最佳後盾。

"我想和我的家人無憂無慮地生活在家中"
因此，很多年長者都想在最熟悉的環境中受到照護。

安壽創立 25 年以來，
秉持著給年長者更舒適的安居生活，
持續開發各種產品改善生活上面臨的問題，
不僅專注於功能面，安全和質量更是不可或缺的要素。

簡單、安全是長者最適切的需求，
當一個人時，使其易於使用，
有人照護時，讓彼此更平穩地移動，
在忙碌一天之後能有安穩、舒適的沐浴時光。