Flamingo 擺位型洗澡馬桶椅

客戶：　　經銷商：

產品主體

車體

輪子尺寸 75 mm			建議售價	加購背靠加強部件	建議售價
灰色	Size 1		86,000		N/A
	Size 2				
	Size 3				92,800
	Size 4		92,000		98,500
藍色	Size 1		86,000		N/A
	Size 2				
	Size 3				92,800
	Size 4		92,000		98,500

輪子尺寸 100 mm			建議售價
灰色	Size 1		86,000
	Size 2		
	Size 3		
	Size 4		92,000
藍色	Size 1		86,000
	Size 2		
	Size 3		
	Size 4		92,000



※ 車體包含：高度可調收合型車架(鋁合金)、左右高度可調式腳架及踏板、仰躺調整鈕、空中傾倒調整鈕、75mm 剎車輪、活動式背板、PU 防水座背墊、高款防濺罩。

	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
座面寬度 (cm)	24	28	32	34
座面深度 (cm)	25	29	35	40
背靠高度 (cm)	35	38	42	47
仰躺角度 (°)	0°~30°	0°~30°	0°~30°	0°~30°
空中傾倒角度 (°)	-15°~35°	-15°~35°	-15°~35°	-15°~35°
最大使用者體重 (kg)	35	50	60	70
座面高度 (cm)	50~60	50~60	50~60	50~60
車體全長 (cm)	66	66	66	66
車體全寬 (cm)	44	46	50	54
車體全高 (cm)	86	89	93	95
腳架長度 (cm)	18~26	25~35	30~40	30~40
收合全長 (cm)	74	74	74	74
收合全寬(cm)	44	46	50	54
收合全高 (cm)	20	20	20	20
產品重量 (kg)	11	13	14	15

配件選擇

左右手臂支撐



		建議售價
L 23 cm		11,000

左右固定側支撐



		建議售價
小 (9x10cm)		6,200
大 (10x14cm)		

手推把



		建議售價
介護背板手推把		4,200

低位型車架 (座高可調)



		適用規格	建議售價
Size 1		Size 1	8,800
Size 2		Size 2	

※ 僅適用於 R82 Flamingo 系列座椅 Size 1 和 Size 2。

小腿支撐帶



		建議售價
L 106 x H 10cm		1,550

安裝浴缸用吸盤 (4入/組)



		建議售價
		7,000

背部支撐



背部延伸墊			適用規格	建議售價
小 (17~20x10cm)	灰色		Size 1~2	8,000
	藍色			
大 (23~26x10cm)	灰色		Size 3~4	
	藍色			



		適用規格	建議售價
背部延伸桿 (20cm)		Size 1~4	1,000

※ 背部延伸墊，需與背部延伸桿搭配一同購買。

可外撥扶手 / 托盤




	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	建議售價
灰色					11,300
藍色					

座背墊延伸配件







		Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	建議售價
座墊蓋	灰色					2,100
	藍色					
左右側背墊加寬	灰色					10,000
	藍色					
座椅板加寬	灰色					6,500
	藍色					

馬桶配件




			適用規格	建議售價
中空便盆環(含固定架)		Size 1	Size 1	3,350
		Size 2	Size 2	
		Size 3	Size 3	
		Size 4	Size 4	



			適用規格	建議售價
有底便盆	基本款	Size 1	Size 1~2	1,200
		Size 2	Size 3~4	
	含固定架	Size 1	Size 1	3,350
		Size 2	Size 2	
		Size 3	Size 3	
		Size 4	Size 4	



			適用規格	建議售價
PU 便盆蓋		Size 1	Size 1~2	2,100
		Size 2	Size 3~4	



			適用規格	建議售價
低款防濺罩	灰色	Size 1	Size 1~2	3,050
		Size 2	Size 3~4	
	藍色	Size 1	Size 1~2	
		Size 2	Size 3~4	



			適用規格	建議售價
馬桶安裝配件	W29/D20 (cm)		Size 1	11,000
	W32/D26 (cm)		Size 2	
	W37/D30 (cm)		Size 3	
	W39/D36 (cm)		Size 4	

※欲搭配頭靠系統，請另參閱 R82 衛浴頭靠勾選單。　※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2024.ver01

etac | R82