Grizzly 擺位型推車

座椅可翻轉 | 可平躺 | 可收合 | 外出便利

客戶：　　經銷商：

產品主體

布套顏色	骨架顏色	建議售價
經典灰	◯ 白色	135,000
水洗藍		
莓紅色		







※ 標配功能：背高/座深可調、仰躺背靠、空中傾倒座椅、可翻轉座椅、四輪避震系統、踏板高度可調、前輪轉向固定旋鈕、腳踏駐車、輔助踏墊。

標配配件

5 點式綁帶	標配
頭靠	
軀幹側支撐	
臀撐	
側片	
腹股溝綁帶	
抓握握把	

加購選配件

		建議售價
外出旅行袋		5,200
遮陽棚		4,300
置物袋		3,000
雨罩		1,300
冬季手套		3,000
分腿器 (楔形)		1,300
桌板		3,500

加購選配件

		建議售價
冬季睡袋		3,500
防蚊帳		1,300
遮陽傘		3,500
小灰熊套裝		3,500

技術規格

車體全長	97 - 115 cm
車體全寬	65 cm
車體全高	108 - 123 cm
車體重量	20 - 28 kg
座椅深度	25 - 37 cm
座椅寬度	18**- 40 cm
背靠高度	57 - 70 cm
背靠寬度	18**- 34 cm
踏板高度	23 - 40.5 cm (7 段)
空中傾倒角度	0° - 30° (4 段)
仰躺角度	91° - 180° (6 段)
踏板角度	55° - 215° (5 段)
收合長度	骨架 80 cm / 座椅 72 cm
收合寬度	骨架 64 cm / 座椅 43 cm
收合高度	骨架 35 cm / 座椅 47 cm
最大載重	45 kg
適用者身高	85 - 140 cm

(※ 測量值公差: +/- 2cm, +/- 1.5kg, +/- 1°)
(※ 「＊」數值隨插入件或墊片提供。)

補助項目

身障補助	推車 - 擺位型	$ 28,000