日進医療器株式会社

ピグレオツー

PIGLEO Ⅱ

兒童擺位推車



座深可調

高度可調腳踏板

腳踏駐車





收合示意

尺寸選擇

size SS　size S　size M　size L

布套選擇

紅　藍　粉紅　綠

技術規格

項目 \ 尺寸	SS	S	M	L
適用年齡	0~1歲半	1歲半~5歲半	5歲半~11歲	11歲 ~13歲半
最大荷重	20kg	30kg	30kg	45kg
座高 / 座面角度	50㎝ (後座高) / 10°			
座面寬度	26.5㎝	30.5㎝	34.5㎝	38.5㎝
背靠寬度	28㎝	32㎝	36㎝	40㎝
座面深度	18～22㎝	20～24㎝	22～30㎝	28～38㎝
背靠高度	60㎝		70㎝	
仰躺角度	90° / 95° / 100°			
腳架長度	12 ~ 26.3㎝		22 ~ 36.3㎝	22 ~ 41.5㎝
車輪尺寸	前輪: 5 吋 PU 輪		後輪: 8 吋 PU 輪	
車體全長 (收合全長)	86 (35)㎝		87 (35)㎝	
車體全寬 (收合全寬)	50 (50)㎝	54 (54)㎝	58 (58)㎝	62 (62)㎝
車體全高 (收合全高)	108 (100)㎝		117 (108)㎝	
車體重量	7.0kg	7.1kg	7.6kg	8.1kg
身障補助	推車-一般型 ($6,500)			推車-荷重型 ($12,000)

配件選擇


● 全遮型雨罩


● 安全護桿


● 一字型胸綁帶


● 三點式骨盆帶


● 一字型骨盆帶


● X 型胸綁帶


● 遮陽罩


● Summershield®
PB 遮陽罩


● 頭靠墊


● 底座置物袋


● 桌板

台灣代理 SINCE 1981 Nova光星