Swan Curo 空中傾倒型洗澡馬桶椅

客戶：　　經銷商：

產品主體

車體

			建議售價
無輪款	Size 1		76,000
剎車輪款	Size 1		79,000
	Size 2		85,000
	Size 3		93,000
	Size 4		98,500

※ 僅 Size 1 提供「無輪款」的選擇。

※ 車體包含：高度可調型車架、便盆固定架、空中傾倒氣壓棒、75mm 剎車輪 (剎車輪款)。


無輪款


剎車輪款

PU 座墊 / 背墊

	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	建議售價
座墊 + 背墊					11,000
背墊					5,200
座墊					5,800
座墊蓋					2,000


座墊 + 背墊


背墊


座墊


座墊蓋

腿部支撐

				建議售價
	腳踏板	W 31 x H 19 cm		7,700
		W 36 x H 23 cm		
		W 41 x H 24cm		
	高度/角度可調腳踏支架	L 25 cm		3,500
		L 35 cm		
		L 50 cm		

配件選擇

可外撥扶手 / 托盤



		建議售價
Size 1		12,500
Size 2		
Size 3		
Size 4		

ABS 托盤



		建議售價
Size 1		21,000
Size 2		
Size 3		
Size 4		

剎車輪 (4 入/組)



		建議售價
100 mm		6,600
125 mm		

腳綁帶組



		建議售價
鎖扣款		900
魔鬼氈款		

防濺罩

		建議售價
低款		2,650
高款		3,000


低款


高款

推車手把



	建議售價
	4,200

馬桶配件

	Size 1-2	Size 3	Size 4	建議售價
有底便盆				1,150
PU 便盆蓋				2,050
中空便盆環				1,150


有底便盆


PU 便盆蓋


中空便盆環

		Size 1 (不附輪)	Size 1 (附輪)	Size 2 (附輪)	Size 3 (附輪)	Size 4 (附輪)
	座面寬度 (cm)	22	22	26	32	41
	座面深度 (cm)	26.5	26.5	31	40	45
	背靠高度 (cm)	38	38	47	52.5	60
	最大使用者體重 (kg)	35	35	60	85	110
	空中傾倒角度 (°)	0°~20°	0°~20°	0°~20°	0°~20°	0°~20°
	車體全長 (cm)	40	49.5	62.5	68	68
	車體全寬 (cm)	46	50	53	58	65.5
	車體全高 (cm)	67~83	76~92	96~112	99~115	106~122
	產品重量 (kg)	8.5	8.5	10.5	11.8	12.8

※欲搭配頭靠系統，請另參閱 R82 衛浴頭靠勾選單。

※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2024.ver01

etac | R82