NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.

光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號



日進医療器株式会社

ピグレオツー

PIGLEO Ⅱ

產品規格



< 產品配備之骨盆帶、胸綁帶、頭頸支撐及其他配件...，多種樣式選擇請參閱目錄。>

項目 \ 尺寸	SS	S	M	L
適用年齡	0~1歲半	1歲半~5歲半	5歲半~11歲	11歲 ~13歲半
最大荷重	20kg	30kg	30kg	45kg
座高 / 座面角度	50㎝ (後座高) / 10°			
座面寬度	26.5㎝	30.5㎝	34.5㎝	38.5㎝
背靠寬度	28㎝	32㎝	36㎝	40㎝
座面深度	18~22㎝	20~24㎝	22~30㎝	28~38㎝
背靠高度	60㎝		70㎝	
仰躺角度	90° / 95° / 100°			
腳架長度	12 ~ 26.3㎝		22 ~ 36.3㎝	22 ~ 41.5㎝
車輪尺寸	前輪: 5 吋 PU 輪		後輪: 8 吋 PU 輪	
車體全長 (收合全長)	86 (35)㎝		87 (35)㎝	
車體全寬 (收合全寬)	50 (50)㎝	54 (54)㎝	58 (58)㎝	62 (62)㎝
車體全高 (收合全高)	108 (100)㎝		117 (108)㎝	
車體重量	7.0kg	7.1kg	7.6kg	8.1kg
身障補助	推車-一般型			推車-荷重型

產品資訊

- 型號： PIGLEO II 輕便型兒童推車
- 尺寸： ☐ Size SS ☐ Size S ☐ Size M ☐ Size L
- 最大載重： 20 / 30 / 45 kg
- 品名："NOVA" 機械椅 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器製壹字第 004847 號
- 產品序號：

補助項目

身障補助

☐ 推車 – 一般型

☐ 推車 – 荷重型

保固說明

- 保固範圍
  1. 本產品於正常使用狀況之下，主體管件為一年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：輪胎、布套組、綁帶、配件 ...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據車況與公司規定收取維修費用。

保固期間： 年 月 日 ~ 年 月 日	
經手人員	店章或簽名