NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCES.,INC.


光星骨科復健器材股份有限公司

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路1096號

R82® by Etac

Flamingo High-low Flamingo

產品規格



高度可調式扶手 (選配)
(扶手可拆)

< 產品配備之骨盆帶、胸綁帶、頭頸支撐...，多種樣式選擇請參閱目錄。>

Flamingo High-low

	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
座面寬度 (cm)	24	28	32	34
座面深度 (cm)	25	29	35	40
背靠高度 (cm)	35	38	42	47
仰躺角度 (°)	0°~30°	0°~30°	0°~30°	0°~30°
空中傾倒角度 (°)	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°
最大使用者體重 (kg)	35	50	60	70
座面高度 (cm)	53~74	53~74	53~74	53~74
車體全長 (cm)	64	64	76	76
車體全寬 (cm)	50	50	57	57
車體全高 (cm)	86~108	92~111	94~117	102~120
腳架長度 (cm)	20~25	23~34	30~42	30~42
產品重量 (kg)	14	14.5	16.5	17

Flamingo

	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
座面寬度 (cm)	24	28	32	34
座面深度 (cm)	25	29	35	40
背靠高度 (cm)	35	38	42	47
仰躺角度 (°)	0°~30°	0°~30°	0°~30°	0°~30°
空中傾倒角度 (°)	-15°~35°	-15°~35°	-15°~35°	-15°~35°
最大使用者體重 (kg)	35	50	60	70
座面高度 (cm)	50~60	50~60	50~60	50~60
車體全長 (cm)	66	66	66	66
車體全寬 (cm)	44	46	50	54
車體全高 (cm)	86	89	93	95
腳架長度 (cm)	18~26	25~35	30~40	30~40
收合全長 (cm)	74	74	74	74
收合全寬(cm)	44	46	50	54
收合全高 (cm)	20	20	20	20
產品重量 (kg)	11	13	14	15

產品資訊

- 型號：☐ Flamingo High-low 擺位型洗澡馬桶椅 ☐ Flamingo 擺位型洗澡馬桶椅
- 尺寸：☐ Size 1 ☐ Size 2 ☐ Size 3 ☐ Size 4
- 最大載重： 35 / 50 / 60 / 70 kg
- 品名：" NOVA" 機械椅 (未滅菌)
- 許可證字號：衛部醫器製壹字第 004847 號
- 產品序號：

補助項目

身障補助

- ☐ 沐浴椅 (一般型)
- ☐ 便盆椅 (一般型)
- ☐ 沐浴椅或便盆椅附加功能-附輪
- ☐ 沐浴椅或便盆椅附加功能-具利於移位之扶手
- ☐ 沐浴椅或便盆椅附加功能-具仰躺功能
- ☐ 沐浴椅或便盆椅附加功能-具空中傾倒功能

長照補助

- ☐ 馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅

保固說明

- 保固範圍
  1. 本產品於正常使用狀況之下，主體管件為兩年保固。
  2. 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。
- 非保固範圍
  1. 耗材類部品不列入保固範圍，如：剎車輪組、PU 墊、坐姿系統、配件 ...等。
  2. 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成之損傷者。
  3. 自行拆裝、任意變換部品規格或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損壞者。
  4. 無法辨識本公司之產品標籤或遺失保卡者。
  5. 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。
  6. 請勿自行拆修、改裝或加裝配件，否則將不負後續之結果。
  7. 保固期限過後之維修將根據車況與公司規定收取維修費用。

保固期間：　　年　　月　　日 ~　　年　　月　　日

經手人員	店章或簽名