YETI 擺位型推車

大童專用 | 可平躺 | 可收合 | 外出便利

客戶：　　經銷商：

產品主體

布套顏色	骨架顏色	建議售價
淡雲灰/黑	銀色/黑色	92,000
牛仔藍/黑	銀色/黑色	
深藍綠/黑	黑色	



布套：淡雲灰/黑
骨架：銀色/黑色



布套：牛仔藍/黑
骨架：銀色/黑色



布套：深藍綠/黑
骨架：黑色

※ 標配功能：背高/座深可調、仰躺靠背、空中傾倒座椅、複合式張力系統、踏板高度可調、後輪避震系統、前輪轉向固定拉鈕、腳踏駐車、輔助踏墊。

標配配件

標配

- 5 點式綁帶
- 抓握握把
- 座椅減縮套件
- 遮陽棚
- 頭靠
- 腹股溝綁帶

加購選配件

加購選配件		建議售價
分腿器 (楔形)		1,300
桌板		3,500
外出旅行袋		5,300
置物袋		3,100
雨罩		1,300
防蚊帳		1,300
遮陽傘		3,900
冬季睡袋		3,500
冬季手套 / 黑		4,300

技術規格

車體全長	114.5 - 146 cm
車體全寬	66 cm
車體全高	117 - 138 cm
車體重量	24 - 28.6 kg
座椅深度	31 - 45 cm
座椅寬度	28* / 43 cm
背靠高度	65 - 85 cm
背靠寬度	25* / 42 cm
踏板高度	28.5 - 43.5cm (7 段)
空中傾倒角度	9.5° - 29° (5 段)
仰躺角度	3° - 99° (8 段)
踏板角度	80° - 180° (6 段)
收合長度	110 cm
收合寬度	66 cm
收合高度	50 cm
最大載重	80 kg
適用者身高	130 - 175 cm

(※ 測量值公差: +/- 2cm, +/- 1.5kg, +/- 1°)
(※ 「＊」數值隨插入件或墊片提供。)

補助項目

身障補助	推車 - 荷重型	$ 12,000
	推車 - 擺位型	$ 28,000

※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2025.ver01

MyWam® | SINCE 1981 Nova光星