Mustang 步態訓練器

客戶：　　經銷商：

產品主體

車體		4 吋輪	8 吋輪	8 吋細輪	建議售價
Size 1	黃色				41,500
Size 2	白色				43,500
Size 3	紅色	✕			62,000
Size 4	煤灰色	✕			

※ 車體包含：座椅高度與角度可調控制器、實心胎前後輪、後輪阻力調整控制器、定向輪控制器、單向只進不退輪控制器。



Size 1 / 4 吋輪



Size 4 / 8 吋細輪

(※ 以 8 吋輪為測量標準)	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
骨架顏色	黃	白	紅	灰
座面高度 (cm)	26-44	33-50	45-68	62-84
使用者足底至腋窩高度 (cm)	40-65	60-85	70-105	87-130
最大使用者體重 (kg)	30	40	60	80
車體全長 (cm)	82	90	100	110
車體全寬 (cm)	52	58	65	70
迴轉半徑 (cm)	46	55	60	65
產品重量 (kg)	13	14	18	19

配件選擇

姿勢支撐

			適用規格	建議售價
	胸部支撐	S / 47~64 cm	Size 1~4	12,500
		M / 67~78 cm		13,000
		L / 87~114 cm		13,500
	胸部支撐布套	S / 8.5x25 cm	Size 1~4	3,000
		M / 12x38 cm		3,200
		L / 15x49 cm		3,400
	胸部支撐延長配件 / 11x5.5 cm		Size 1~4	1,350
	低位胸部支撐配件			5,000
	腹部支撐			2,600
	骨盆支撐	S / 47~64 cm / H8.5 cm	Size 1~4	12,500
		M / 67~78 cm / H11 cm		13,000
		L / 87~114 cm / H14 cm		13,500
	標準型臀部支撐	S / 18.5~25.5 cm	Size 1~2	6,500
		L / 25.5~32.5 cm	Size 3~4	7,000
		+ 彎桿 S	Size 1~2	7,500
		+ 彎桿 L	Size 3~4	8,500
		+ 頭靠支架連接處 S /18.5~25.5 cm	Size 1~4	7,500
		+ 頭靠支架連接處 L / 25.5~32.5 cm		8,500
	頭靠連接支架		Size 1~4	1,350
	骶骨支撐	S / H18 x D13~21 cm	Size 1~4	3,800
		L / H20.5 x D16.5~24.5 cm		4,900

手臂支撐

			適用規格	建議售價
	左右直向前推前臂支撐	S	Size 1~4	11,500
		M		
		L		
	左右直向後拉前臂支撐	S	Size 1~4	12,000
		M		
		L		
	前臂斜向前推支撐	S	Size 1~4	9,200
		L		10,500
	前臂固定綁帶（1個）		Size 1~4	1,500

座椅

			適用規格	建議售價
	基本型座椅	S	Size 1~2	6,000
		L	Size 3~4	
	舒適型座椅	S	Size 1~2	9,500
		L	Size 3~4	
	座墊套（舒適型用）	S	Size 1~2	2,300
		L	Size 3~4	
	懸吊型座椅	Size 1	S 胸部支撐	5,000
		Size 2	M 胸部支撐	

※ 「懸吊型座椅」需固定於「胸部支撐(S)(M)」上。

腿部支撐

			適用規格	建議售價
	腳踝固定帶	Size 1	適用 4 & 8 吋輪	Size 1	4,500
		Size 2	適用 4 吋輪	Size 2	
			適用 8 吋輪		
		Size 3		Size 3	5,350
		Size 4		Size 4	
	大腿分隔墊			Size 1~4	3,500
	小腿分隔板	Size 1	適用 4 吋輪	Size 1	6,850
			適用 8 吋輪		
		Size 2	適用 8 吋輪	Size 2	
		Size 3	適用 Size 2 - 4 吋輪 適用 Size 3 - 8 吋輪	Size 2~3	
		Size 4		Size 4	8,500

手推把/桿

			適用規格	建議售價
	前推手把	S / H11 x W21 cm	Size 1~4	4,750
		M / H11 x W32 cm		
	手推引導桿 70 cm		Size 1~2	6,000

置物袋

		適用規格	建議售價
	H14.5 x W13 cm	Size 1~2	1,850
	H30 x W39.5 cm	Size 3~4	3,800

※產品顏色、規格、售價請依系統公告為準，此資料僅供參考。 2024.ver01

etac | R82